



TABELLE DELLE MISURE ANATOMICHE PER L'IDENTIFICAZIONE DELLA TAGLIA

SCHEDE DETTAGLIATE DEI PRODOTTI E TAGLIE


LINEA CLASSIC


CLASSIC	Punti di riferimento della circonferenza in cm.		TAGLIA					
			2 ^a	3 ^a	4 ^a	5 ^a	6 ^a	
	Circonferenza della coscia 5 cm. al di sotto dell'inguine	G plus	51-57	56-62	61-68	67-74	73-80	
		G	44-50	50-55	55-60	60-66	66-72	
	Circonferenza sotto ginocchio	D plus	33-38	36-41	40-46	44-50	48-55	
		D	29-34	33-38	37-42	41-46	45-50	
	Circonferenza caviglia	B	19-21	21-23	23-26	26-29	29-32	

La versione G plus è disponibile solo nel modello MONO COLLANT (Corto, Medio e Lungo)
La versione D plus è disponibile solo nel modello GAMBALETTO (Corto e Medio)

CLASSIC	Punti di riferimento per le altezze in cm.		
MONO COLLANT AUTOREGGENTE	segmento AG	da cm. 64 a cm. 73	modello Corto
		da cm. 74 a cm. 84	modello Medio
		da cm. 85 a cm. 96	modello Lungo
GAMBALETTO	segmento AD	da cm. 32 a cm. 37	modello Corto
		da cm. 37 a cm. 43	modello Medio
		da cm. 44 a cm. 50	modello Lungo

LINEA COTTON

COTTON	Punti di riferimento della circonferenza in cm.		TAGLIA					
			2 ^a	3 ^a	4 ^a	5 ^a	6 ^a	
	Circonferenza della coscia 5 cm. al di sotto dell'inguine	G	48-55	53-60	58-65	63-70	68-76	
	Circonferenza sotto ginocchio	D	29-34	33-38	37-42	41-46	45-50	
	Circonferenza caviglia	B	19-21	21-23	23-26	26-29	29-32	

COTTON	Punti di riferimento per le altezze in cm.		
MONO COLLANT AUTOREGGENTE	segmento AG	da cm. 64 a cm. 73	modello CORTO
		da cm. 74 a cm. 84	modello MEDIO / LUNGO
GAMBALETTO	segmento AD	da cm. 32 a cm. 37	modello CORTO
		da cm. 37 a cm. 43	modello MEDIO / LUNGO

LINEA CLASSIC

COLLANT - COLLANT FINESTRATO

CLASSIC	Punti di riferimento per le misure di circonferenza in cm.		TAGLIA				
			2 ^a	3 ^a	4 ^a	5 ^a	6 ^a
	Circonferenza della coscia 5 cm. al di sotto dell'inguine	G PLUS	51 57	56 64	61 68	67 75	75 82
		G	44 50	50 55	55 60	60 66	66 72
	Circonferenza sotto ginocchio punto piu' stretto	D	28 32,5	32,5 35,5	35,5 38,5	38,5 43,5	43,5 50
	Circonferenza caviglia	B	19 21,5	21,5 23,5	23,5-25,5	25,5-29	29-32
	AG Collant	Corto	da cm. 60 a cm. 70 di altezza				
	AG Collant	Medio	da cm. 70 a cm. 80 di altezza				

DESCRIZIONE	LINEA CLASSIC									
	1 ^a CLASSE					2 ^a CLASSE				
	2 ^a	3 ^a	4 ^a	5 ^a	6 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	5 ^a	6 ^a
AD GAMBALETTO lungo										
AD GAMBALETTO medio										
AD GAMBALETTO corto										
AD GAMBALETTO PLUS medio										
AD GAMBALETTO PLUS corto										
AG CALZA AUTOREGGENTE medio										
AG CALZA AUTOREGGENTE corto										
AGC MONO-COLLANT DX lungo										
AGC MONO-COLLANT SX lungo										
AGC MONO-COLLANT DX medio										
AGC MONO-COLLANT SX medio										
AGC MONO-COLLANT DX corto										
AGC MONO-COLLANT SX corto										
AGC MONO-COLLANT DX PLUS lungo										
AGC MONO-COLLANT SX PLUS lungo										
AGC MONO-COLLANT DX PLUS medio										
AGC MONO-COLLANT SX PLUS medio										
AGC MONO-COLLANT DX PLUS corto										
AGC MONO-COLLANT SX PLUS corto										

DESCRIZIONE	LINEA COTTON									
	1 ^a CLASSE					2 ^a CLASSE				
	2 ^a	3 ^a	4 ^a	5 ^a	6 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	5 ^a	6 ^a
AD GAMBALETTO medio/lungo										
AD GAMBALETTO corto										
AG CALZA AUTOREGGENTE medio/lungo										
AG CALZA AUTOREGGENTE corto										
AGC MONO-COLLANT DX medio/lungo										
AGC MONO-COLLANT SX medio/lungo										
AGC MONO-COLLANT DX corto										
AGC MONO-COLLANT SX corto										

DESCRIZIONE	LINEA COTTON				
	3 ^a CLASSE				
	2 ^a	3 ^a	4 ^a	5 ^a	6 ^a
AD GAMBALETTO medio/lungo					
AD GAMBALETTO corto					

DESCRIZIONE	LINEA CLASSIC									
	1 ^a CLASSE					2 ^a CLASSE				
	2 ^a	3 ^a	4 ^a	5 ^a	6 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	5 ^a	6 ^a
AT COLLANT medio/lungo										
AT COLLANT punta chiusa medio/lungo										
AT COLLANT corto										
AT COLLANT punta chiusa corto										
AT FINESTRATO medio/lungo										
AT FINESTRATO corto										
AT FINESTRATO PLUS medio/lungo										
AT FINESTRATO PLUS corto										
AT GESTANTE medio/lungo										

GLI ARTICOLI EVIDENZIATI NON SONO DISPONIBILI